

REF CA330



- + Stabile Ausführung
- + Leicht zu montieren
- + An verschiedene Wannenbreiten anpassbar
- + Zur Erleichterung der selbstständigen Körperhygiene

Badewannenbrett


Felia

Badewannenbrett

Felia

Das Badewannenbrett Felia dient dazu, eine Körperreinigung auf Höhe des Badewannenrandes vorzunehmen. Es ist als stabile Sitzhilfe gedacht, welche das selbstständige Baden/Duschen in der Badewanne erleichtert. Das Produkt ist z.B. für körperlich geschwächte Menschen, mit Gleichgewichtsproblemen im Stand, geeignet. Je nach Einschränkung (angemessene Beweglichkeit und Muskelkraft) des Patienten, sollte die Benutzung nicht ohne eine Begleitperson erfolgen.

+ Produkteigenschaften




+ Technische Daten



Gesamtlänge

71 cm



Gesamthöhe

18,5 cm



Gesamtbreite

32 cm



Produktgewicht

2,5 kg



Max. Benutzer-
gewicht

100 kg

Angewandte Qualitätsstandards

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Regel 1 des Anhangs VIII der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte.



Foshan Shunkangda Medical Tech Co. Ltd.

Pingnan Industrial Area, Guicheng Nanhai District
528251 Foshan City, Guangdong, China



unizell Medicare GmbH

Pohnsdorfer Straße 3, 23611 Bad Schwartau, Germany



Praximedico AG

Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Schweiz



SUNGO Europe B.V.

Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands



forma-complete GmbH

Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Schweiz
CHE-140.749.240



Gebrauchsanweisung beachten!

Weitere Informationen finden Sie unter www.unizell.de

PZN 17941126

Hilfsmittelnummer

04.40.02.0036

Artikelnummer

CA330

