

REF CA355L



- + Höhenverstellbar
- + Stabile Ausführung
- + Leicht zu montieren
- + Zur Erleichterung der selbstständigen Körperhygiene

Duschstuhl


Felix

Duschstuhl

Felix

Dieser Duschstuhl ist als stabile Sitzhilfe gedacht, der das selbstständige Duschen erleichtert. Das Produkt ist z.B. für körperlich geschwächte Menschen, mit Gleichgewichtsproblemen im Stand, geeignet. Je nach Einschränkung (angemessene Beweglichkeit und Muskelkraft) des Patienten, sollte die Benutzung nicht ohne eine Begleitperson erfolgen.

+ Produkteigenschaften



Angewandte Qualitätsstandards

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Regel 1 des Anhangs VIII der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte.



Foshan Shunkangda Medical Tech Co. Ltd.
Pingnan Industrial Area, Guicheng Nanhai District
528251 Foshan City, Guangdong, China



unizell Medicare GmbH
Pohnsdorfer Straße 3, 23611 Bad Schwartau, Germany



Praximedico AG
Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Schweiz



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands



forma-complete GmbH
Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Schweiz
CHE-140.749.240



Gebrauchsanweisung beachten!
Weitere Informationen finden Sie unter www.unizell.de

PZN 17930140

Hilfsmittelnummer
04.40.03.2049

Artikelnummer
CA355L



+ Technische Daten



Sitzbreite
40 cm



Sitztiefe
33 cm



Sitzhöhe
41-53 cm



Höhe Rückenlehne
31 cm



Gesamtlänge
49 cm



Gesamthöhe
72-84 cm



Gesamtbreite
56,5 cm



Höhenverstellung um
12 cm



Produktgewicht
3,2 kg



Max. Benutzergewicht
130 kg