

REF CA336L



- + Stabile Ausführung
- + Leicht zu montieren
- + An verschiedene Wannenbreiten anpassbar
- + Zur Erleichterung der selbstständigen Körperhygiene


Badewannensitz

Fiona

Badewannensitz Fiona

Dieser Badewannensitz Fiona ist als stabile Sitzhilfe gedacht, der das selbstständige Duschen erleichtert. Das Produkt ist z.B. für körperlich geschwächte Menschen, mit Gleichgewichtsproblemen im Stand, geeignet. Je nach Einschränkung (angemessene Beweglichkeit und Muskelkraft) des Patienten, sollte die Benutzung nicht ohne eine Begleitperson erfolgen.

+ Produkteigenschaften



Angewandte Qualitätsstandards

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Regel 1 des Anhangs VIII der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte.

 **Foshan Shunkangda Medical Tech Co. Ltd.**
Pingnan Industrial Area, Guicheng Nanhai District
528251 Foshan City, Guangdong, China

 **unizell Medicare GmbH**
Pohnsdorfer Straße 3, 23611 Bad Schwartau, Germany

 **Praximedico AG**
Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Schweiz

 **SUNGO Europe B.V.**
Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands

 **forma-complete GmbH**
Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Schweiz
CHE-140.749.240

 **Gebrauchsanweisung beachten!**
Weitere Informationen finden Sie unter www.unizell.de

PZN 17941103

Hilfsmittelnummer
04.40.02.1014

Artikelnummer
CA336L

+ Technische Daten



Sitzbreite

42 cm



Sitztiefe

23 cm



Gesamtlänge

73,5 - 83,5 cm



Gesamthöhe

18 cm



Breitenverstellung

10 cm



Produktgewicht

1,5 kg



Max. Benutzer-
gewicht

100 kg

