

REF CA3742L



- + Stabile Ausführung
- + Platzsparend und einklappbar
- + In wenigen Schritten montiert
- + Zur Erleichterung der selbstständigen Körperhygiene

Duschklappsitz


Tobi

Duschklappsitz

Tobi

Dieser Duschklappsitz ist als stabile Sitzhilfe gedacht, der das selbstständige Duschen erleichtert. Das Produkt ist z.B. für körperlich geschwächte Menschen, mit Gleichgewichtsproblemen im Stand, geeignet. Je nach Einschränkung (angemessene Beweglichkeit und Muskelkraft) des Patienten, sollte die Benutzung nicht ohne eine Begleitperson erfolgen.

+ Produkteigenschaften



Angewandte Qualitätsstandards

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Regel 1 des Anhangs VIII der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte.

Foshan Shunkangda Medical Tech Co. Ltd.
Pingnan Industrial Area, Guicheng Nanhai District
528251 Foshan City, Guangdong, China

unizell Medicare GmbH
Pohnsdorfer Straße 3, 23611 Bad Schwartau, Germany

Praximedico AG
Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Schweiz

SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands

forma-complete GmbH
Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Schweiz
CHE-140.749.240

Gebrauchsanweisung beachten!
Weitere Informationen finden Sie unter www.unizell.de

PZN 17943668

Hilfsmittelnummer
04.40.03.0049

Artikelnummer
CA3742L



+ Technische Daten



Sitzbreite

49 cm



Sitztiefe

30 cm




Sitzhöhe

39-54 cm




Gesamtbreite

49 cm



Höhe im gefal-
teten Zustand

45-60 cm



Tiefe im gefal-
teten Zustand

13 cm



Gesamtiefe

40 cm



Gesamthöhe

39-54 cm



Höhenver-
stellung um

15 cm



Max. Benutzer-
gewicht

100 kg



Produktgewicht

2,77 kg