

REF CA355L



- + Höhenverstellbar
- + Stabile Ausführung
- + Leicht zu montieren
- + Zur Erleichterung der selbstständigen Körperhygiene

Duschstuhl


Felix

Duschstuhl

Felix

Dieser Duschstuhl ist als stabile Sitzhilfe gedacht, der das selbstständige Duschen erleichtert. Das Produkt ist z.B. für körperlich geschwächte Menschen, mit Gleichgewichtsproblemen im Stand, geeignet. Je nach Einschränkung (angemessene Beweglichkeit und Muskelkraft) des Patienten, sollte die Benutzung nicht ohne eine Begleitperson erfolgen.

+ Produkteigenschaften



Angewandte Qualitätsstandards

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Regel 1 des Anhangs VIII der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte.



Foshan Shunkangda Medical Tech Co. Ltd.
Pingnan Industrial Area, Guicheng Nanhai District
528251 Foshan City, Guangdong, China



unizell Medicare GmbH
Pohnsdorfer Straße 3, 23611 Bad Schwartau, Germany



Praximedico AG
Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Schweiz



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands



forma-complete GmbH
Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Schweiz
CHE-140.749.240



Gebrauchsanweisung beachten!
Weitere Informationen finden Sie unter www.unizell.de

PZN 17930140

Hilfsmittelnummer
04.40.03.2049

Artikelnummer
CA355L



+ Technische Daten



Sitzbreite

40 cm



Sitztiefe

33 cm



Sitzhöhe

41-53 cm



Höhe Rückenlehne

31 cm



Gesamtlänge

49 cm



Gesamthöhe

72-84 cm



Gesamtbreite

56,5 cm



Höhenverstellung um

12 cm



Produktgewicht

3,2 kg



Max. Benutzergewicht

130 kg

REF CA330



- + Stabile Ausführung
- + Leicht zu montieren
- + An verschiedene Wannenbreiten anpassbar
- + Zur Erleichterung der selbstständigen Körperhygiene

Badewannenbrett


Felia

Badewannenbrett

Felia

Das Badewannenbrett Felia dient dazu, eine Körperreinigung auf Höhe des Badewannenrandes vorzunehmen. Es ist als stabile Sitzhilfe gedacht, welche das selbstständige Baden/Duschen in der Badewanne erleichtert. Das Produkt ist z.B. für körperlich geschwächte Menschen, mit Gleichgewichtsproblemen im Stand, geeignet. Je nach Einschränkung (angemessene Beweglichkeit und Muskelkraft) des Patienten, sollte die Benutzung nicht ohne eine Begleitperson erfolgen.

+ Produkteigenschaften



+ Technische Daten



Gesamtlänge

71 cm



Gesamthöhe

18,5 cm



Gesamtbreite

32 cm



Produktgewicht

2,5 kg



Max. Benutzer-
gewicht

100 kg

Angewandte Qualitätsstandards

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Regel 1 des Anhangs VIII der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte.



Foshan Shunkangda Medical Tech Co. Ltd.
Pingnan Industrial Area, Guicheng Nanhai District
528251 Foshan City, Guangdong, China



unizell Medicare GmbH
Pohnsdorfer Straße 3, 23611 Bad Schwartau, Germany



Praximedico AG
Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Schweiz



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands



forma-complete GmbH
Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Schweiz
CHE-140.749.240



Gebrauchsanweisung beachten!
Weitere Informationen finden Sie unter www.unizell.de

PZN 17941126

Hilfsmittelnummer
04.40.02.0036

Artikelnummer
CA330



REF CA331



- + Stabile Ausführung
- + Leicht zu montieren
- + Passend für alle Standard Badewannen
- + Maximaler Schutz beim Einstieg

Badewannen- Einstiegshilfe


Lela

Badewannen-Einstiegshilfe

Lela

Lela ist eine Badewannen-Einstiegshilfe. In wenigen Schritten montiert, bietet Sie zusätzliche Sicherheit beim Ein- und Ausstieg in die Badewanne. Diese Badewannen-Einstiegshilfe ist als stabiler Stütz- und Haltegriff gedacht, welche den selbständigen Einstieg in die Badewanne erleichtert. Das Produkt ist z.B. für körperlich geschwächte Menschen, mit Gleichgewichts-problemen im Stand, geeignet. Je nach Einschränkung (angemessene Beweglichkeit und Muskelkraft) des Patienten, sollte die Benutzung nicht ohne eine Begleitperson erfolgen.

+ Produkteigenschaften



Angewandte Qualitätsstandards

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Regel 1 des Anhangs VIII der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte.

Foshan Shunkangda Medical Tech Co. Ltd.
Pingnan Industrial Area, Guicheng Nanhai District
528251 Foshan City, Guangdong, China

unizell Medicare GmbH
Pohnsdorfer Straße 3, 23611 Bad Schwartau, Germany

Praximedico AG
Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Schweiz

SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands

forma-complete GmbH
Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Schweiz
CHE-140.749.240

Gebrauchsanweisung beachten!
Weitere Informationen finden Sie unter www.unizell.de

PZN 17941132

Hilfsmittelnummer
04.40.05.0015

Artikelnummer
CA331

+ Technische Daten



Gesamtlänge

20 cm



Gesamthöhe

50 cm



Gesamtbreite

15 cm



Höhe oberhalb
Badewannenrand

38 cm



Griffdurchmesser

17,5 cm



Klemmbreite

7,5-15,5 cm



Produktgewicht

2,8 kg




Max. Benutzergewicht

100 kg



REF CA336L



- + Stabile Ausführung
- + Leicht zu montieren
- + An verschiedene Wannenbreiten anpassbar
- + Zur Erleichterung der selbstständigen Körperhygiene


Badewannensitz

Fiona

Badewannensitz Fiona

Dieser Badewannensitz Fiona ist als stabile Sitzhilfe gedacht, der das selbstständige Duschen erleichtert. Das Produkt ist z.B. für körperlich geschwächte Menschen, mit Gleichgewichtsproblemen im Stand, geeignet. Je nach Einschränkung (angemessene Beweglichkeit und Muskelkraft) des Patienten, sollte die Benutzung nicht ohne eine Begleitperson erfolgen.

+ Produkteigenschaften



Angewandte Qualitätsstandards

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Regel 1 des Anhangs VIII der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte.



Foshan Shunkangda Medical Tech Co. Ltd.
Pingnan Industrial Area, Guicheng Nanhai District
528251 Foshan City, Guangdong, China



unizell Medicare GmbH
Pohnsdorfer Straße 3, 23611 Bad Schwartau, Germany



Praximedico AG
Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Schweiz



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands



forma-complete GmbH
Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Schweiz
CHE-140.749.240



Gebrauchsanweisung beachten!
Weitere Informationen finden Sie unter www.unizell.de

PZN 17941103

Hilfsmittelnummer
04.40.02.1014

Artikelnummer
CA336L

+ Technische Daten



Sitzbreite

42 cm



Sitztiefe

23 cm



Gesamtlänge

73,5 - 83,5 cm



Gesamthöhe

18 cm



Breitenverstellung

10 cm



Produktgewicht

1,5 kg



Max. Benutzer-
gewicht

100 kg



REF CA3362U



- + Stabile Ausführung
- + Leicht zu montieren
- + Rückenlehne für mehr Komfort
- + An verschiedene Wannenbreiten anpassbar
- + Zur Erleichterung der selbstständigen Körperhygiene

Badewannensitz

Luna

Badewannensitz Luna

Dieser Badewannensitz Luna ist als stabile Sitzhilfe gedacht, der das selbstständige Baden und Duschen erleichtert. Das Produkt ist z.B. für körperlich geschwächte Menschen, mit Gleichgewichtsproblemen im Stand, geeignet. Je nach Einschränkung (angemessene Beweglichkeit und Muskelkraft) des Patienten, sollte die Benutzung nicht ohne eine Begleitperson erfolgen.

+ Produkteigenschaften



Angewandte Qualitätsstandards

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Regel 1 des Anhangs VIII der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte.

Foshan Shunkangda Medical Tech Co. Ltd.
Pingnan Industrial Area, Guicheng Nanhai District
528251 Foshan City, Guangdong, China

unizell Medicare GmbH
Pohnsdorfer Straße 3, 23611 Bad Schwartau, Germany

Praximedico AG
Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Schweiz

SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands

forma-complete GmbH
Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Schweiz
CHE-140.749.240

Gebrauchsanweisung beachten!
Weitere Informationen finden Sie unter www.unizell.de

PZN 17941095

Hilfsmittelnummer
04.40.02.2019

Artikelnummer
CA3362U

+ Technische Daten



Sitzbreite

38 cm



Sitztiefe

28 cm



Gesamthöhe

41 cm



Gesamtbreite

36 cm



Längen-
verstellung

74-79,5 cm



Produktgewicht

3,6 kg



Max. Benutzer-
gewicht

100 kg



REF CA3552L



- + Höhenverstellbar
- + Stabile Ausführung
- + Leicht zu montieren
- + Zur Erleichterung der selbstständigen Körperhygiene


Duschhocker

Max

Duschhocker Max

Dieser Duschhocker ist als stabile Sitzhilfe gedacht, der das selbstständige Duschen erleichtert. Das Produkt ist z.B. für körperlich geschwächte Menschen, mit Gleichgewichtsproblemen im Stand, geeignet. Je nach Einschränkung (angemessene Beweglichkeit und Muskelkraft) des Patienten, sollte die Benutzung nicht ohne eine Begleitperson erfolgen.

+ Produkteigenschaften



Angewandte Qualitätsstandards

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Regel 1 des Anhangs VIII der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte.



Foshan Shunkangda Medical Tech Co. Ltd.
Pingnan Industrial Area, Guicheng Nanhai District
528251 Foshan City, Guangdong, China



unizell Medicare GmbH
Pohnsdorfer Straße 3, 23611 Bad Schwartau, Germany



Praximedico AG
Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Schweiz



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands



forma-complete GmbH
Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Schweiz
CHE-140.749.240



Gebrauchsanweisung beachten!
Weitere Informationen finden Sie unter www.unizell.de

PZN 17941089

Hilfsmittelnummer
04.40.03.1032

Artikelnummer
CA3552L



+ Technische Daten



Sitzbreite

40 cm



Sitztiefe

33 cm



Gesamtlänge

44 cm



Sitzhöhe

41-53 cm



Gesamtbreite

51 cm



Gesamthöhe

56-68 cm



Höhenver-
stellung um

12 cm



Produkt-
gewicht

2,8 kg



Max. Benutzer-
gewicht

100 kg

REF CA3742L



- + Stabile Ausführung
- + Platzsparend und einklappbar
- + In wenigen Schritten montiert
- + Zur Erleichterung der selbstständigen Körperhygiene

Duschklappsitz


Tobi

Duschklappsitz

Tobi

Dieser Duschklappsitz ist als stabile Sitzhilfe gedacht, der das selbstständige Duschen erleichtert. Das Produkt ist z.B. für körperlich geschwächte Menschen, mit Gleichgewichtsproblemen im Stand, geeignet. Je nach Einschränkung (angemessene Beweglichkeit und Muskelkraft) des Patienten, sollte die Benutzung nicht ohne eine Begleitperson erfolgen.

+ Produkteigenschaften



Angewandte Qualitätsstandards

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Regel 1 des Anhangs VIII der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte.

Foshan Shunkangda Medical Tech Co. Ltd.
Pingnan Industrial Area, Guicheng Nanhai District
528251 Foshan City, Guangdong, China

unizell Medicare GmbH
Pohnsdorfer Straße 3, 23611 Bad Schwartau, Germany

Praximedico AG
Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Schweiz

SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands

forma-complete GmbH
Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Schweiz
CHE-140.749.240

Gebrauchsanweisung beachten!
Weitere Informationen finden Sie unter www.unizell.de

PZN 17943668

Hilfsmittelnummer
04.40.03.0049

Artikelnummer
CA3742L



+ Technische Daten



Sitzbreite

49 cm



Sitztiefe

30 cm




Sitzhöhe

39-54 cm




Gesamtbreite

49 cm



Höhe im gefal-
teten Zustand

45-60 cm



Tiefe im gefal-
teten Zustand

13 cm



Gesamtiefe

40 cm



Gesamthöhe

39-54 cm



Höhenver-
stellung um

15 cm



Max. Benutzer-
gewicht

100 kg



Produktgewicht

2,77 kg