


REF CA330



- + Stabile Ausführung
- + Leicht zu montieren
- + An verschiedene Wannenbreiten anpassbar
- + Zur Erleichterung der selbstständigen Körperhygiene

---

# Badewannenbrett


## Felia

# Badewannenbrett

## Felia

Das Badewannenbrett Felia dient dazu, eine Körperreinigung auf Höhe des Badewannenrandes vorzunehmen. Es ist als stabile Sitzhilfe gedacht, welche das selbstständige Baden/Duschen in der Badewanne erleichtert. Das Produkt ist z.B. für körperlich geschwächte Menschen, mit Gleichgewichtsproblemen im Stand, geeignet. Je nach Einschränkung (angemessene Beweglichkeit und Muskelkraft) des Patienten, sollte die Benutzung nicht ohne eine Begleitperson erfolgen.

### + Produkteigenschaften




### Angewandte Qualitätsstandards

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Regel 1 des Anhangs VIII der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte.

### + Technische Daten



71 cm



18,5 cm



32 cm



2,5 kg



135 kg



**Foshan Shunkangda Medical Tech Co. Ltd.**

Pingnan Industrial Area, Guicheng Nanhai District  
528251 Foshan City, Guangdong, China



**unizell Medicare GmbH**

Pohnsdorfer Straße 3, 23611 Bad Schwartau, Germany



**SUNGO Europe B.V.**

Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands



**Praximedico AG**

Bleichelistrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland



**forma-complete GmbH**

Bleichelistrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland  
CHE-140.749.240



**Gebrauchsanweisung beachten!**

Vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung lesen!  
Weitere Informationen finden Sie unter [www.unizell.de](http://www.unizell.de)



Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch!

**PZN 17941126**

Hilfsmittelnummer

**04.40.02.0036**

Artikelnummer

**CA330**

