

REF CA3362U



- + Stabile Ausführung
- + Leicht zu montieren
- + Rückenlehne für mehr Komfort
- + An verschiedene Wannenbreiten anpassbar
- + Zur Erleichterung der selbstständigen Körperhygiene

Badewannensitz

Luna

Badewannensitz

Luna

Dieser Badewannensitz Luna ist als stabile Sitzhilfe gedacht, der das selbstständige Baden und Duschen erleichtert. Das Produkt ist z.B. für körperlich geschwächte Menschen, mit Gleichgewichtsproblemen im Stand, geeignet. Je nach Einschränkung (angemessene Beweglichkeit und Muskelkraft) des Patienten, sollte die Benutzung nicht ohne eine Begleitperson erfolgen.

+ Produkteigenschaften



Angewandte Qualitätsstandards

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Regel 1 des Anhangs VIII der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte.



Foshan Shunkangda Medical Tech Co. Ltd.
Pingnan Industrial Area, Guicheng Nanhai District
528251 Foshan City, Guangdong, China



unizell Medicare GmbH
Pohnsdorfer Straße 3, 23611 Bad Schwartau, Germany



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands



Praximedico AG
Bleichelistrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland



forma-complete GmbH
Bleichelistrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland
CHE-140.749.240



Gebrauchsanweisung beachten!
Vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung lesen!
Weitere Informationen finden Sie unter www.unizell.de



Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch!

PZN 17941095

Hilfsmittelnummer
04.40.02.2019

Artikelnummer
CA3362U



Produktgewicht
3,6 kg


+ Technische Daten



Sitzbreite
38 cm



Sitztiefe
28 cm



Gesamthöhe
41 cm



Gesamtbreite
36 cm



Längenverstellung
74-79,5 cm



Max. Benutzergewicht
135 kg

