

- + Stabile Ausführung
- + Leicht zu montieren
- + Rückenlehne für mehr Komfort
- + An verschiedene Wannenbreiten anpassbar
- + Zur Erleichterung der selbstständigen Körperhygiene

Badewannensitz

Luna


Badewannensitz

Luna

Dieser Badewannensitz Luna ist als stabile Sitzhilfe gedacht, der das selbstständige Baden und Duschen erleichtert. Das Produkt ist z.B. für körperlich geschwächte Menschen, mit Gleichgewichtsproblemen im Stand, geeignet. Je nach Einschränkung (angemessene Beweglichkeit und Muskelkraft) des Patienten, sollte die Benutzung nicht ohne eine Begleitperson erfolgen.

Produkteigenschaften

Passt in alle gängigen Wannenbreiten durch eine 2-fache Breitenverstellung



Leicht zu reinigender Kunststoffsitz

Angewandte Qualitätsstandards

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Regel 1 des Anhangs VIII der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte.



Foshan Shunkangda Medical Tech Co. Ltd.

Pingnan Industrial Area, Guicheng Nanhai District 528251 Foshan City, Guangdong, China



unizell Medicare GmbH

Pohnsdorfer Straße 3, 23611 Bad Schwartau, Germany



EC REP

SUNGO Europe B.V.

Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands



Praximedico AG

Bleichelistrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland



forma-complete GmbH

Bleichelistrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland CHE-140.749.240



Gebrauchsanweisung beachten!

Vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung lesen! Weitere Informationen finden Sie unter www.unizell.de





PZN 17941095

04.40.02.2019

Hilfsmittelnummer

Artikelnummer

CA3362U

