

REF CA3552L



- + Höhenverstellbar
- + Stabile Ausführung
- + Leicht zu montieren
- + Zur Erleichterung der selbstständigen Körperhygiene

---

# Duschhocker


## Max

# Duschhocker

## Max

Dieser Duschhocker ist als stabile Sitzhilfe gedacht, der das selbstständige Duschen erleichtert. Das Produkt ist z.B. für körperlich geschwächte Menschen, mit Gleichgewichtsproblemen im Stand, geeignet. Je nach Einschränkung (angemessene Beweglichkeit und Muskelkraft) des Patienten, sollte die Benutzung nicht ohne eine Begleitperson erfolgen.

### + Produkteigenschaften



### Angewandte Qualitätsstandards

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Regel 1 des Anhangs VIII der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte.



**Foshan Shunkangda Medical Tech Co. Ltd.**  
Pingnan Industrial Area, Guicheng Nanhai District  
528251 Foshan City, Guangdong, China



**unizell Medicare GmbH**  
Pohnsdorfer Straße 3, 23611 Bad Schwartau, Germany



**SUNGO Europe B.V.**  
Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands



**Praximedico AG**  
Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland



**forma-complete GmbH**  
Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland  
CHE-140.749.240



**Gebrauchsanweisung beachten!**  
Vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung lesen!  
Weitere Informationen finden Sie unter [www.unizell.de](http://www.unizell.de)



Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch!

**PZN 17941089**

Hilfsmittelnummer  
**04.40.03.1032**

Artikelnummer  
**CA3552L**

### + Technische Daten



Sitzbreite

40 cm



Sitztiefe

33 cm



Gesamtlänge

44 cm



Sitzhöhe

41-53 cm



Gesamtbreite

51 cm



Gesamthöhe

56-68 cm



Höhenverstellung um

12 cm



Max. Benutzer-  
gewicht

135 kg



Produkt-  
gewicht

2,8 kg

