

REF CA355L



- + Höhenverstellbar
- + Stabile Ausführung
- + Leicht zu montieren
- + Zur Erleichterung der selbstständigen Körperhygiene

---

# Duschstuhl


## Felix

# Duschstuhl

## Felix

Dieser Duschstuhl ist als stabile Sitzhilfe gedacht, der das selbstständige Duschen erleichtert. Das Produkt ist z.B. für körperlich geschwächte Menschen, mit Gleichgewichtsproblemen im Stand, geeignet. Je nach Einschränkung (angemessene Beweglichkeit und Muskelkraft) des Patienten, sollte die Benutzung nicht ohne eine Begleitperson erfolgen.

### + Produkteigenschaften



### Angewandte Qualitätsstandards

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Regel 1 des Anhangs VIII der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte.



**Foshan Shunkangda Medical Tech Co. Ltd.**  
Pingnan Industrial Area, Guicheng Nanhai District  
528251 Foshan City, Guangdong, China



**unizell Medicare GmbH**  
Pohnsdorfer Straße 3, 23611 Bad Schwartau, Germany



**SUNGO Europe B.V.**  
Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands



**Praximedico AG**  
Bleichelistrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland



**forma-complete GmbH**  
Bleichelistrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland  
CHE-140.749.240



**Gebrauchsanweisung beachten!**  
Vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung lesen!  
Weitere Informationen finden Sie unter [www.unizell.de](http://www.unizell.de)



Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch!

**PZN 17930140**

Hilfsmittelnummer  
**04.40.03.2049**

Artikelnummer  
**CA355L**



### + Technische Daten



Sitzbreite

40 cm



Sitztiefe

33 cm



Sitzhöhe

41-53 cm



Höhe Rückenlehne

31 cm



Gesamtlänge

49 cm



Gesamthöhe

72-84 cm



Gesamtbreite

56,5 cm



Höhenverstellung um

12 cm



Produktgewicht

3,2 kg



Max. Benutzergewicht

135 kg