


REF CA3128



- + Stabile Ausführung
- + Für mehr Sicherheit im Bad
- + In wenigen Schritten montier
- + Einklappbare Stützhilfe für Toiletten und Waschbecken

Haltegriff


Emilia

Haltegriff

Emilia

Emilia ist ein Haltegriff zur Wandmontage zur Befestigung neben dem WC oder dem Waschbecken. Bei Nichtgebrauch ist dieser platzsparend einklappbar. Dieser Haltegriff ist als Stütze und Transferhilfe gedacht, der das selbstständige Hinsetzen und Aufstehen vom WC erleichtert, sowie am Waschbecken eine zusätzliche Haltemöglichkeit bietet.

+ Produkteigenschaften



Angewandte Qualitätsstandards

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Regel 1 des Anhangs VIII der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte.



Foshan Shunkangda Medical Tech Co. Ltd.
Pingnan Industrial Area, Guicheng Nanhai District
528251 Foshan City, Guangdong, China



unizell Medicare GmbH
Pohnsdorfer Straße 3, 23611 Bad Schwartau, Germany



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands



Praximedico AG
Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland



forma-complete GmbH
Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland
CHE-140.749.240



Gebrauchsanweisung beachten!
Vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung lesen!
Weitere Informationen finden Sie unter www.unizell.de



Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch!



+ Technische Daten



Gesamtlänge
62,4 cm



Gesamthöhe
18,4 cm



Gesamtbreite
9 cm



Rohr-
durchmesser
0,28 cm



Tiefe,
hochgeklappt
15,2 cm



Höhe,
hochgeklappt
65,2 cm



Produktgewicht
2,1 kg



Max. Benut-
zergewicht
120 kg