

REF CA336L



- + Stabile Ausführung
- + Leicht zu montieren
- + An verschiedene Wannenbreiten anpassbar
- + Zur Erleichterung der selbstständigen Körperhygiene

Badewannensitz


Fiona

Badewannensitz

Fiona

Dieser Badewannensitz Fiona ist als stabile Sitzhilfe gedacht, der das selbstständige Duschen erleichtert. Das Produkt ist z.B. für körperlich geschwächte Menschen, mit Gleichgewichtsproblemen im Stand, geeignet. Je nach Einschränkung (angemessene Beweglichkeit und Muskelkraft) des Patienten, sollte die Benutzung nicht ohne eine Begleitperson erfolgen.

+ Produkteigenschaften



Angewandte Qualitätsstandards

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Regel 1 des Anhangs VIII der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte.



Foshan Shunkangda Medical Tech Co. Ltd.
Pingnan Industrial Area, Guicheng Nanhai District
528251 Foshan City, Guangdong, China



unizell Medicare GmbH
Pohnsdorfer Straße 3, 23611 Bad Schwartau, Germany



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands



Praximedico AG
Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland



forma-complete GmbH
Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland
CHE-140.749.240



Gebrauchsanweisung beachten!
Vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung lesen!
Weitere Informationen finden Sie unter www.unizell.de



Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch!

PZN 17941103

Hilfsmittelnummer
04.40.02.1014

Artikelnummer
CA336L

+ Technische Daten



Sitzbreite
42 cm



Sitztiefe
23 cm



Gesamtlänge
73,5 - 83,5 cm



Gesamthöhe
18 cm



Breitenverstellung
10 cm



Produktgewicht
1,5 kg



Max. Benutzer-
gewicht
135 kg

