

REF CA691L



- + Platzsparend faltbar
- + Sitz aus weichem PVC
- + mit Eimer und Sitzpolster
- + Arm- und Rückenlehnen gepolstert

---

# Toilettenstuhl


## Frieda

# Toilettenstuhl

## Frieda

Frieda ist ein klappbarer Toilettenstuhl mit gepolsterten Sitz, Arm- und Rückenlehnen. Durch die vier höhenverstellbaren Beine, lässt sich der Stuhl ideal an die individuellen Bedürfnisse anpassen. Wird der Toilettenstuhl nicht gebraucht, kann er mit wenigen Handgriffen zusammengeklappt verstaut werden. Ein herausnehmbarer Eimer und ein gepolsterter Deckel zum Verschließen der Sitzfläche ist mit im Lieferumfang enthalten. Durch seine glatten Oberflächen lässt der Toilettenstuhl sich einfach und hygienisch reinigen. Die Beine sind durch GummifüÙe vor dem Verrutschen gesichert.

### + Produkteigenschaften



### Angewandte Qualitätsstandards

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Regel 1 des Anhangs VIII der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte.



**Foshan Shunkangda Medical Tech Co. Ltd.**  
Pingnan Industrial Area, Guicheng Nanhai District  
528251 Foshan City, Guangdong, China



**unizell Medicare GmbH**  
Pohnsdorfer Straße 3, 23611 Bad Schwartau, Germany



**SUNGO Europe B.V.**  
Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands



**Praximedico AG**  
Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland



**forma-complete GmbH**  
Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland  
CHE-140.749.240



**Gebrauchsanweisung beachten!**  
Vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung lesen!  
Weitere Informationen finden Sie unter [www.unizell.de](http://www.unizell.de)



Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäÙen Gebrauch!

**PZN 18094361**

Hilfsmittelnummer  
**33.40.04.0038**

Artikelnummer  
**CA691L**



### + Technische Daten



Sitzbreite  
46 cm



Sitztiefe  
42,5 cm



Sitzhöhe  
47-53,5 cm



Gesamtbreite  
57,5 cm



Gesamttiefe  
56 cm



Gesamthöhe  
83-89,5 cm



Höhe Rückenlehne  
36 cm



Armlehnenhöhe  
66,5-73,5 cm



Tiefe zusammengeklappt  
21,5 cm



Max. Benutzergewicht  
120 kg



Produktgewicht  
4,88 kg