

REF CA6997



- + Höhenverstellbar
- + Sitz aus weichem PVC
- + Inkl. Eimer mit Deckel
- + Arm- und Rückenlehnen gepolstert
- + Stabiler Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahlrohr

Toilettenstuhl

Maja

Toilettenstuhl

Maja

Maja ist ein feststehender Toilettenstuhl mit gepolstertem Sitz, Arm- und Rückenlehnen. Durch die vier höhenverstellbaren Beine, lässt sich der Stuhl ideal an die individuellen Bedürfnisse anpassen. Wird der Toilettenstuhl nicht gebraucht, kann er mithilfe des gepolsterten Deckels zum Möbelstück umgewandelt werden. Ein herausnehmbarer, arretierbarer Eimer, ist mit im Lieferumfang enthalten. Durch seine glatten Oberflächen lässt sich der Toilettenstuhl einfach und hygienisch reinigen. Die Beine sind durch GummifüÙe vor dem Verrutschen gesichert.

+ Produkteigenschaften



Angewandte Qualitätsstandards

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Regel 1 des Anhangs VIII der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte.



Foshan Shunkangda Medical Tech Co. Ltd.
Pingnan Industrial Area, Guicheng Nanhai District
528251 Foshan City, Guangdong, China



unizell Medicare GmbH
Pohnsdorfer Straße 3, 23611 Bad Schwartau, Germany



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands



Praximedico AG
Bleichelistrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland



forma-complete GmbH
Bleichelistrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland
CHE-140.749.240



Gebrauchsanweisung beachten!
Vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung lesen!
Weitere Informationen finden Sie unter www.unizell.de



Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäÙen Gebrauch!



+ Technische Daten



Sitzbreite

45 cm



Sitztiefe

40 cm



Sitzhöhe

44-54 cm



Höhe Rückenlehne

41 cm



Gesamttiefe

52 cm



Gesamthöhe

83-93 cm



Gesamtbreite

59 cm



Armlehnenhöhe

69-79 cm



Produktgewicht

15,6 kg



Max. Benutzer-
gewicht

135 kg