

REF CA6741-4



- + Stabile Ausführung
- + Leicht zu montieren
- + Ermöglicht ein leichteres Aufstehen
- + Passend für gängige Toilettenformen

Toilettensitzerhöhung


Paula

Toilettensitzerhöhung

Paula

Paula ist eine Toilettensitzerhöhung, die die Sitzhöhe der Toilette erhöht und damit eine bessere Sitzposition ermöglicht. Die Toilettensitzerhöhung wird mit einem Klemmsystem an der Toilettenschüssel angebracht und verfügt über einen Deckel. Paula kann auf alle handelsüblichen WC-Becken befestigt werden.

+ Produkteigenschaften



Angewandte Qualitätsstandards

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Regel 1 des Anhangs VIII der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte.

+ Technische Daten



Gesamtlänge

40 cm



Gesamtbreite

37 cm



Gesamtlänge
vorne

9,6 cm



Gesamtlänge
hinten

15,2 cm



Produktgewicht

2,2 kg



Max. Benutzergewicht

100 kg



Foshan Shunkangda Medical Tech Co. Ltd.

Pingnan Industrial Area, Guicheng Nanhai District
528251 Foshan City, Guangdong, China



unizell Medicare GmbH

Pohnsdorfer Straße 3, 23611 Bad Schwartau, Germany



SUNGO Europe B.V.

Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands



Praximedico AG

Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland



forma-complete GmbH

Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland
CHE-140.749.240



Gebrauchsanweisung beachten!

Vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung lesen!
Weitere Informationen finden Sie unter www.unizell.de



Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch!

PZN 18007379

Hilfsmittelnummer

33.40.01.0139

Artikelnummer

CA6741-4

