

REF CA3742L



- + Stabile Ausführung
- + Platzsparend und einklappbar
- + In wenigen Schritten montiert
- + Zur Erleichterung der selbstständigen Körperhygiene

Duschklappsitz


Tobi

Duschklappsitz

Tobi

Dieser Duschklappsitz ist als stabile Sitzhilfe gedacht, der das selbstständige Duschen erleichtert. Das Produkt ist z.B. für körperlich geschwächte Menschen, mit Gleichgewichtsproblemen im Stand, geeignet. Je nach Einschränkung (angemessene Beweglichkeit und Muskelkraft) des Patienten, sollte die Benutzung nicht ohne eine Begleitperson erfolgen.

+ Produkteigenschaften



Angewandte Qualitätsstandards

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Regel 1 des Anhangs VIII der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte.



Foshan Shunkangda Medical Tech Co. Ltd.
Pingnan Industrial Area, Guicheng Nanhai District
528251 Foshan City, Guangdong, China



unizell Medicare GmbH
Pohnsdorfer Straße 3, 23611 Bad Schwartau, Germany



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands



Praximedico AG
Bleichelistrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland



forma-complete GmbH
Bleichelistrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland
CHE-140.749.240



Gebrauchsanweisung beachten!
Vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung lesen!
Weitere Informationen finden Sie unter www.unizell.de




Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch!



+ Technische Daten



Sitzbreite
49 cm




Sitztiefe
30 cm




Sitzhöhe
39-54 cm



Gesamtbreite
49 cm



Höhe im gefalteten Zustand
45-60 cm



Tiefe im gefalteten Zustand
13 cm



Gesamttiefe
40 cm



Gesamthöhe
39-54 cm



Höhenverstellung um
15 cm



Max. Benutzergewicht
135 kg



Produktgewicht
2,77 kg